

# Membrana de Colágeno

**Esterilizada.**

**Membrana de dos capas que se aplica para la regeneración del tejido óseo.**

**En la superficie activa se tiene una capa de Hidroxiapatita.**

**Se utiliza en el tratamiento quirúrgico periodontal y de parodontosis en fases moderada y grave.**

**Asimismo en cirugía maxilofacial.**

**Composición: Colágeno, Hidroxiapatita.**

**Reabsorbible entre los 60 días.**



**MEMBRANA DE COLÁGENO  
30x25x0.2mm**

# Membrana de Colágeno

**Esterilizada.**

**Esta membrana contiene una capa activa que se aplica al tejido óseo.**

**Grosor de la membrana: 1mm.**

**Peso Aproximado: 0,25 gr.**

**Esta membrana es completamente reabsorbible se usa en diferentes operaciones de reconstrucción maxilofacial; cierre de paladar hendido, restauración de la placa cortical, proceso alveolar corrección.**

**De acuerdo al caso es posible la impregnación de la membrana con antibióticos.**

**Composición: Colágeno, Hidroxiapatita.**



**MEMBRANA DE COLÁGENO  
40x20x1mm**